

# VELBAND™

## Ortopediskt Bomullspolster

### Beskrivning:

Velband™ är ett ortopediskt bomullspolster tillverkat av mjuk rayon omgiven av non-woven KEYBAK® material. KEYBAK® materialet gör att polstrets struktur bibehålles jämnt mot varje kroppsdel utan att minska i tjocklek, samt förhindrar att gipsbindan penetrerar materialet under appliceringen. Detta medför att man undviker hudirritationer och trycksår. Velband™ är autoklaverbart.

### Användningsområde:

Velband™ kan användas till alla typer konventionellt gips. Det passar utmärkt vid kirurgiska ingrepp, som kräver ett sterilt polster. Velband™ går att autoklavera. För polstring av svåra kroppskonturer som t.ex. tummen vid scaphoideumgips.

### Bruksanvisning:

Sträck polstret lätt och applicera i jämna, överlappande varv. Riv eller klipp av överskottet.

Art.nr.		Storlek	Antal/Avd.förp.	Antal/pall
72315-00	Non-Sterile	5 x 275 cm	12 x 12	27
72315-01	Non-Sterile	7,5 x 275 cm	20 x 12	12
72315-02	Non-Sterile	10 x 275 cm	16 x 12	12
72315-04	Non-Sterile	15 x 275 cm	10 x 12	12
72315-06	Non-Sterile	20 x 275 cm	15 x 6	12

