

Leukosilk®

Häfta konstsilke



Fixering av förband.
 Fixering av medicinska artiklar, även ansiktet
 Häftande
 Utan Latex

Leukosilk® är en häfta som fäster bra på huden. Den är avrivbar för hand och är avsedd till fixering av medicinska artiklar såsom nålar, tuber, katetrar etc samt till fixering av förband på patienter med spröd och ömtålig hud.

Leukosilk® är framställd av en väv av cellulosa-acetat med häftmassa av akryl.

Avrivbar - Är lätt att riva av

Hudvänlig - Låg risk för utvecklande av allergi , lämplig för patienter med ömtålig hud

God vidhäftning - Bör appliceras på ren och torr hud för bästa resultat

Smärtfri borttagning - Lätt att ta bort och lämnar ej rester kvar på huden

Permeabel för luft och vattenånga - Tillåter huden att andas och minskar risken för maceration av huden

Indikationer

Fixering av förband även ansikte och käkregionen.

Fixering av medicinska artiklar.

Art nr	Storlek	Fp/st	Trp/st	Färg
Plastkåpa				
01021-00	1,25 cm x 5 m	24	240	vit
01022-00	2,5 cm x 5 m	12	120	vit
01024-00	5 cm x 5 m	6	60	vit
Spole				
09566-00	1,25 cm x 9,2 m	24	240	vit
09567-00	2,5 cm x 9,2 m	12	120	vit
09569-00	5 cm x 9,2 m	6	60	vit

® Reg Trade Mark