

Leukofix®



**Den transparenta
häftan för snabb
fixering.**

Leukofix®

Den transparenta häftan för snabb fixering

Välj Leukofix® kirurgtejp vid behov av transparens och snabb åtgärd. Särskilt användbar på akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar. Leukofix® är lämplig vid en rad olika fixeringsbehov.

Produktegenskaper

Transparent

- Luft- och fuktgenomsläpplig polyetylenfilm
- Möjliggör observation och kontroll av punktionsstället utan att behöva avlägsna förbandet
- Behöver inte avlägsnas vid röntgen

Snabb

- Film med mikroperforeringar
- Lätt att riva av tvärs över, längs med eller i mitten



Säker

- God initial och långtidsvidhäftning möjliggör säker fixering
- Hudvänligt självhäftande material av polyakrylat
- Andningsbart material som minskar risken för hudmaceration

Allsidig

- Passar kroppens alla konturer
- Lämplig vid fixering av:
 - Alla typer och storlekar av förband
 - Kanyler
 - Sonder
 - Katetrar



Art.nr.	Längd	Bredd	Rullar per inner-/ytterförpackning
---------	-------	-------	------------------------------------

Leukofix® med knäppring

02121-00	5,0 m	1,25 cm	24/240
02122-00	5,0 m	2,50 cm	12/120
02124-00	5,0 m	5,00 cm	6/60

Leukofix® sjukhusförpackningar, utan knäppring

02131-00	5,0 m	1,25 cm	24/240
02132-00	5,0 m	2,50 cm	12/120
02134-00	5,0 m	5,00 cm	6/60

Leukofix® sjukhusförpackningar, på innerdel av plast

02136-00	9,2 m	1,25 cm	24/240
02137-00	9,2 m	2,50 cm	12/120
02138-00	9,2 m	5,00 cm	6/60

