



**Vliwaktiv®**  
Kompress med aktivt kol

Kompress med god absorptionsförmåga som via det aktiva kolet absorberar både lukt och bakterier från sår, som utvecklar obehaglig lukt.

Läckagebarriär förhindrar läckage av sårsekret till kläder och/eller sängkläder.

Kompressen är icke vidhäftande och den goda dräneringen av sårexsudat verkar gynnsamt för sårhäkningsprocessen.

OBS! Får ej klippas!

Innehåll:

- Ytskikt av polypropylen.
- Mellanskikt av viskos, kol och cellulosa.
- Yta mot såret: mjuk nonwoven
- Fuktspärr

Storlek	Lev.artnr	Avdtp	Trpfp
10x10cm S	20 254	20	400
10x20cm S	20 255	20	200

För ytterligare information,  
var god se bipacksedel.