


Tamponad nasal



Specifikation

- Sterilt förpackade
- 15cm säkerhetsstråd
- Luftväg i silikon, för att lättare kunna andas och svälja
- Rak

Artikelnummer	Artikelbeskrivning	Förpackningsstorlek
66100	Tamponad nasal, 45mm	20/förpackning
66110	Tamponad nasal, 80mm	20/förpackning
66120	Tamponad nasal, med luftväg, 45mm	20/förpackning
66130	Tamponad nasal, med luftväg, 80mm	20/förpackning

VIKTIGT: Användningsperioden bör inte överstiga 4 dagar.