



## Raucocel Nästamponad

Raucocel är en nästamponad finns som rak, anatomiskt eller sinus nasal formad modell

- **Rakt formad:** post-operativ behandling efter rhinoplasti.
- **Anatomiskt formad:** post-operativ behandling efter rhinoplasti eller septoplasti.
- **Sinus nasal formad:** post-operativ behandling efter endoskopi sinus operativt ingrepp. (speciellt ethmoidectomy)
- Hög absorptions kapacitet( upp till 15 ggr sin egen vikt)
- Smärtfri applicering
- Mjuk, elastisk och komfortabel
- Lätt att applicera
- Kan nyttjas som bärare för olika medikamenter
- Rak och sinus nasal finns med lufttub

### Material:

- Polyvinyl alkohol, dragsnöre av kirurgiskt silke, lufttub av silkon(endast den raka/anatomiska modellen)

Observera att tamponaden måste vara genomfuktad innan den avlägsnas.

Storlek	Lev.art.nr	Avd.fp	Trp.fp
Rak, steril med dragsnöre längd:45mm	11002	10	240
Rak, steril med tub och dragsnöre längd:45mm	11004	10	240
Rak, steril med dragsnöre, längd:80mm	11010	10	240
Rak, steril med tub och dragsnöre, längd:80mm	11011	10	240
Sinus nasal steril med dragsnöre Längd:9mm	11937	20	480
Sinus nasal steril med dragsnöre Längd:12mm	11935	20	480
Anatomiskt sterilutformad med lufttub och dragsnöre längd:55mm	11014	10	240
Anatomiskt steril utformad med lufttub och dragsnöre längd:80mm	11015	10	240
Epistaxis tamponad 100mm individuellt förseglad Steril med dragsnöre	10143	10	240
Epistaxis tamponad 55mm individuellt förseglad Steril med dragsnöre	10144	20	240

För ytterligare information,  
var god se bipacksedel.