



# Urinpåse

## Urinpåse, icke tömbar. Latexfri

Urinpåse tillverkad i DEHP-fri PVC, påsen har en markering vid varje 100 ml och finns med flera olika slanglängder. Urinpåsen öppnas och töms på höger sida genom att riva vid "Tear".

Osteril för engångsbruk. Latexfri.

Bytes efter ca. 7 dagar.

Art.nr.	Volym ml	Längd cm	Förp.
KL-8032	750	10	25/250
KL-8074	1500	10	25/250
KL-8071	1500	35	25/250
KL-8070	1500	90	25/250
KL-8072	1500	110	25/250

## Urinpåse, tömbar

Urinpåse tillverkad i DEHP-fri PVC, påsen har en markering vid varje 100 ml och finns med flera olika slanglängder. Urinpåsen töms via kateterventilen.

Osteril för enpatientsbruk. Latexfri.

Bytes efter ca. 7 dagar.

Art.nr.	Volym ml	Längd cm	Förp.
KL-8757	1500	90	25/200
KL-8758	2000	110	25/200

Leverantör

**KLINION**<sup>®</sup>

### För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com