



Tissueservett 33 x 33 cm Gul 1-lagers, 3000 St/kart (6 x 500 St)

Praktisk servettstorlek för informella dukningar. Det grundläggande valet. Passar informella frukostar och mellanmål. Komposterbar.

- Det grundläggande valet
- Komposterbara

Artikelinformation

Artikelnummer	171697	Hållbar	✓
Varumärke	DUNI		
Materialkvalitet	Tissue		
Ursprungsland	Polen		
Säsong	Året runt		

Certifieringar



Tillbehör

Logistikinformation för 171697

Tullkod	48183000
---------	----------

Konsumentenheter (CU)

Styck per CU	500
Bruttovikt per CU (g)	816
Emballagevikt per CU (g)	29
Längd × bredd × höjd (mm)	180 x 340 x 170
CU-volym (dm3)	10

CU-streckkodsnr



Försäljnings-/leveransenheter (SKU)

CU per SKU	6
Bruttovikt per SKU (g)	5 479
Emballagevikt per SKU (g)	583
Längd × bredd × höjd (mm)	421 x 358 x 369
SKU-volym (dm3)	55

SKU-streckkodsnr



Lastpall

SKU per lager	6
SKU per last	18
Lastens bruttovikt (kg)	120
Längd × bredd × höjd (mm)	1 200 x 800 x 1 257
Lastens Volym (dm3)	1 206

Dokument

https://mediabank.duni.com/doc/171697_PI_en.pdf

Vi finns här för att hjälpa dig.
Support och beställningar:
Telefon: +46 40 106200
Adress: kundservice.malmo@duni.com

DUNI
GROUP