



Tissueservett 24 x 24 cm Vit 2-lagers, 2400 St/kart (8 x 300 St)

Praktisk och bekväm servett. Det ekonomiska valet. Lämplig för plockmat, kaffe och cocktails. Ju fler lager, desto bättre hållbarhet. Komposterbar.

- Praktiska storlekar
- Det funktionella valet
- Ju fler lager, desto bättre hållbarhet

Artikelinformation

Artikelnummer	168396	Hållbar	✓
Varumärke	DUNI	Säljfärdig förpackning	✓
Materialkvalitet	Tissue		
Ursprungsland	Tyskland		
Säsong	Året runt		

Certifieringar



Tillbehör

Logistikinformation för 168396

Tullkod	48183000
---------	----------

Konsumentenheter (CU)

Styck per CU	300
Bruttovikt per CU (g)	529
Emballagevikt per CU (g)	9
Längd × bredd × höjd (mm)	150 x 240 x 120
CU-volym (dm3)	4

CU-streckkodsnr



Försäljnings-/leveransenheter (SKU)

CU per SKU	8
Bruttovikt per SKU (g)	4 629
Emballagevikt per SKU (g)	397
Längd × bredd × höjd (mm)	576 x 251 x 255
SKU-volym (dm3)	36

SKU-streckkodsnr



Lastpall

SKU per lager	6
SKU per last	24
Lastens bruttovikt (kg)	132
Längd × bredd × höjd (mm)	1 200 x 800 x 1 170
Lastens Volym (dm3)	1 123

Dokument

https://mediabank.duni.com/doc/168396_PI_en.pdf
https://mediabank.duni.com/doc/168396_DoC_en.pdf

Vi finns här för att hjälpa dig.
Support och beställningar:
Telefon: +46 40 10 62 28
Adress: kundservice.malmo@duni.com

DUNI
GROUP