

evercare® inLine Urologiskt set, Enkelt, PVC-fri

REF: 10556, 10665

evercare® Urologiset används för att transportera vätskor via gravitation, genom att möjliggöra anslutning till en vätskebehållare för att utföra spolning och/eller rengöring av urinröret eller urinblåsan genom spolningsslangen som är ansluten till en medicinteknisk enhet som är i direkt kontakt med patientens kropp. urologiset kan användas för spolning och cystoskopi, T.U.R och andra artroskopiska procedurer. Y-typen gör det möjligt att ha ett kontinuerligt flöde och använda samma set för kontinuerlig spolning enligt interna procedurer eller riktlinjer.

Egenskaper

- ▶ Set med bred dimension och lång slang
- ▶ C-klämma för att stoppa infusionsflödet
- ▶ Transparent, mjuk och stor droppkammare
- ▶ För enkel klämning och påfyllning
- ▶ För säker hög flödeshastighet
- ▶ För att minimera risken för luftfickor i slangen
- ▶ Vit rullklämma
- ▶ Tre olika kopplingar för alla typer av tillämpningar
- ▶ 15 cm silikonslang
- ▶ Standardkon
- ▶ Luer lockadapter (bipackad)
- ▶ En sekundär steril förpackning med en primär skyddsförpackning på insidan och kan användas för att öppnas inom ett sterilt område.
- ▶ Enkelkoppling med 1 spik
- ▶ 1-vägs
- ▶ 1 C-klämmor



REF	Beskrivning	Storlek - slang Ø inre/ytte, L (längd)	PRIMING VOLUME(ml/cm) CA	Antal dispenser/ transport kartong
10556	Urologiskt set, Enkelt, PVC-fri	4,8/6,8 mm, L 215cm	NA	5 / 25
10665	Urologiskt set, Enkelt, PVC-fri	Ø 4,6/6,8 mm, L 285cm	NA	5 / 20

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Teknisk information

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 1135-tandad.



REACH förordning: De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering: EN ISO 10993-01

Uppfyller legala krav för: Medical Device Regulation (EU) 2017/745, MDR class IIa

Uppfyller produktstandard: EN 8536-4, EN 1707

Kvalitetsstandarder: EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav: EN ISO 15223-1, EN 1041

Material

Komponent	Råmaterial & egenskaper
Spike cover	PP, transparent
Spike	ABS
C-clamps	PP
Y-connector	Polyolefin Alloy, transparent, PVC-free
Tube	Polyolefin Alloy, transparent, kink resistant, PVC-free
Drip Chamber cap	ABS
Drip Chamber	Polyolefin Alloy, transparent, PVC-free
Roller clamp	ABS, roller wheel white
Stepped connector	Polyolefin alloy, transparent, PVC-free
Tube Silicone	Silicone
Luer lock adaptor	ABS

Varningar & Rekommendationer

Varningar	<p>Användningen av denna produkt är begränsad till utbildade läkare och sjuksköterska. Läs instruktionerna före användning. Enheten ska användas i enlighet med instruktionerna.</p> <p>Använd inte för IV-infusioner eller blodtransfusion.</p> <p>Produkten är garanterat steril och pyrogenfri om den individuella förpackningen ej är öppnad eller skadad. Får ej användas om förpackningen är skadad eller om skyddspropparna ligger löst eller fattas.</p> <p>Dra inte åt en luerkoppling utöver friktionspassningen då det kan skada både luerkopplingen och andra kopplingsenheter.</p> <p>Använd inga instrument för fastklämning av slangen eller åtdragning av luerkontakten.</p> <p>Återanvändning kan leda till infektion eller annan sjukdom/skada.</p>
Förvaringsrekommendationer	<p>Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur.</p> <p>Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra intensiva ljuskällor och ozon.</p>
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Size (L x W x H) mm
Enhetsförpackning	Medical grade paper, PP/PE film	81 x 61 x 304
Dispenserförpackning	PP	10556: 305 x 460 10665: 81 x 304 x 304
Transportförpackning	TCF eller ECF kvalitet	10556: 400 x 295 x 287 10665: 404 x 304 x 304
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
10556	6438129117523	N/A	6438129517521
10665	6438129125146	N/A	6438129525144

Evercare Medical AB is a partner that enables better lives for patients, facilitates everyday life for healthcare employees and contributes to lower care costs. We strive to reduce the environmental impact and, together with our suppliers, to improve working conditions throughout the value chain.