

Tubförband > Tubnät för fixering

Tubnät att användas för snabb och enkel fixering av förband. Snabbt och enkelt klipps anpassade längder. Storleksmarkering för applikationsställe finns på förpackningen.

Materialspecifikation 421

70% polyamid, 30% polyuretan

Elasticitet längd: >300%

Elasticitet bredd <10 x initial bredd

Vikt 125g/m²

Färg: Vit

Steriliseringsbar: Etylenoxid eller ånga.

Förpackning

Innerförpackning: Dispenserkartong

Ytterförpackning: Kartong FEFCO II 23



Storleksrekommendationer

Nummer	Mått	Kroppsdel
1	1,6 cm	Hand, underarm
2	1,8 cm	Armbåge, överarm, fot, vrist
3	2,1 cm	Knä
4	2,4 cm	Axel, lår
5	2,7 cm	Huvud, hals
6 och 7	5,5 cm, 5,7 cm	Bröstkorg, buk, höft
8	6,3 cm	Bröstkorg, buk, höft

Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
421-001	Elastisk nätbinda nr1 25mx1,6cm	1	16	N	N	OS	NEJ
421-002	Elastisk nätbinda nr2 25mx1,8cm	1	14	N	N	OS	NEJ
421-003	Elastisk nätbinda nr3 25mx2,1cm	1	8	N	N	OS	NEJ
421-004	Elastisk nätbinda nr4 25mx2,4cm	1	8	N	N	OS	NEJ
421-005	Elastisk nätbinda nr5 25mx2,7cm	1	8	N	N	OS	NEJ
421-006	Elastisk nätbinda nr6 25mx5,5cm	1	4	N	N	OS	NEJ
421-007	Elastisk nätbinda nr7 25mx5,7cm	1	4	N	N	OS	NEJ
421-008	Elastisk nätbinda nr8 25mx6,3cm	1	4	N	N	OS	NEJ