

Tubförband > Tubgas bomull/viskos 4211



Tubförband för fixering av förband, som skydd under gips och klisterbindor. Används även vid dermatologisk behandling. Figurmarkering för de olika storlekarna finns på förpackningen. Kan tvättas och kokas.

Materialspecifikation

67% Bomull
33% Viskos

Färg: vit

Blekningsmetod

Peroxidblekt

Förpackning:

Innerförpackning: Dispenser

Ytterförpackning: Kartong FEFCO II 23

MDD 93/42/EEC amended by 2007/47/EC

Produkterna uppfyller standards: EN ISO 13485:2012, EN ISO 9001:2008, EN 980:2008, ISO 15223-1:2012, EN 1041:2008, EN ISO 11737-1:2009, EN ISO 14971:2012, EN ISO 10993-1:2009, BP XX H-F:2012



Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
4211-009	Tubgas elastisk 10mx16cm	1	18	N	N	OS	
4211-010	Tubgas elastisk 10mx21cm	1	8	N	N	OS	
4211-001	Tubgas elastisk 20mx1,5cm	1	20	N	N	OS	
4211-014	Tubgas elastisk 20mx10cm	1	3	N	N	OS	
4211-008	Tubgas elastisk 20mx12cm	1	3	N	N	OS	
4211-002	Tubgas elastisk 20mx2,5cm	1	12	N	N	OS	
4211-003	Tubgas elastisk 20mx3,5cm	1	10	N	N	OS	
4211-011	Tubgas elastisk 20mx4cm	1	8	N	N	OS	
4211-004	Tubgas elastisk 20mx5,5cm	1	6	N	N	OS	
4211-005	Tubgas elastisk 20mx6,5cm	1	5	N	N	OS	
4211-012	Tubgas elastisk 20mx6cm	1	6	N	N	OS	
4211-006	Tubgas elastisk 20mx7cm	1	5	N	N	OS	
4211-013	Tubgas elastisk 20mx8cm	1	4	N	N	OS	
4211-007	Tubgas elastisk 20mx9cm	1	4	N	N	OS	
4211-100	Tubgas elastisk finger 1,5cm	6	378	N	N	OS	
4211-101	Tubgas elastisk finger 2,5cm	6	378	N	N	OS	

Produktbladsnr 2706

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2020-11-19 21:18