

Engångsskålar/set > Transparenta skålar och tillbringare



Våra transparenta skålar är tillverkade i polypropylen och finns i olika utföranden för att passa de olika behov som finns. Skålar har en unik design med en bred kant som erbjuder en utmärkt yta att vila instrument på.

Produkternas breda bas ger utmärkt stabilitet. Användandet av engångsskålar/tillbringare får anses vara ett utmärkt, ekonomiskt alternativ till rostfritt stål. Dessa eliminerar all tvätt och disk av materialet samt sterilisering.

Skålarna används till desinfektionsmedel, lösningar, kompresser, tork samt för instrument. Tillbringarna är dubbelgraderade .

Får ej användas för läkemedel som skall injiceras.

Vi erbjuder dig stora möjligheter att konfigurera de skålar som just din verksamhet har behov av. Styckförpackade eller som hela set. Sterila eller osterila.

Materialspecifikation

Polypropylen

Förpackning:

Peel-pack och kartong

Steriliseringmetod:

Etylenoxid eller ångsterilisering 121°

Uppfyller standard

MDD 93/42/CEE 2007/47/EC EN ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2004



Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
489-505	Skål 1000ml graderad i plast, transparent styckförpackad	24	24	N	N	S	
489-506	Skål 2500ml graderad i plast, transparent styckförpackad	10	10	N	N	S	
489-504	Skål 250ml graderad i plast, transparent styckförpackad	110	110	N	N	S	
489-503	Skål 500ml graderad i plast, transparent styckförpackad	60	60	N	N	S	
489-501	Skål 60ml graderad i plast transparent styckförpackad	240	240	N	N	S	
489-512	Tillbringare i plast 1000ml, graderad, transparent	24	24	N	N	S	
489-522	Tillbringare i plast 1500ml, graderad, transparent	18	18	N	N	S	

Produktbladsnr 2408

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2023-02-08 09:01