

Första förband > Förband Mitella, skumförband



Elastiskt skumförband kan användas som flera olika effektiva slingor och stöd, kan användas som armslyngor, handledsslyngor, nyckelbensstöd eller axelfixering.

Det elastiska skumförbandet är tillverkat av polyuretan som är täckt av tubväv i 100% bomull.

Produkten finns i 6-metersrullar, från vilka den storlek som behövs kan klippas till.

Det mjuka tubvävsöverdragna skummet ger ett kraftigt men bekvämt stöd när det fästs med de medföljande plastclipsen 20st/ avd förpackning.

Bandet ger patienten komfort utan att ytterligare vaddering behövs. När det används som en balanserad armslynga ger bandet ett effektivt stöd vid armbågen och handleden utan att det döljer den skadade extremiteten. Bandet ger således möjlighet till okulär besiktning på ett enkelt sätt.



Mångsidigt och ekonomiskt material som kan användas för ett flertal olika slingor och stöd. Förbandet/slyngan är en enkel konstruktion som ger ett snabbt och säkert stöd till användaren.

Färg:
Beige

Materialspecifikation:
Polyuretanförband med tubväv i bomull

Förpackning:
6-metersrulle med tillhörande plastclips, avdelningsdispenser förpackning + transport kartong

Produkten uppfyller Standard:
MDD 93/94/EEC 2007/47/EC, EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2004

Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
4218-001	Elastiskt skumförband 6mx5cm (Mitella)	2	24	N	N	OS	NEJ
4218-003	Elastiskt skumförband 6mx10cm (Mitella)	1	12	N	N	OS	NEJ
4218-004	Elastiskt skumförband 6mx15cm (Mitella)	1	8	N	N	OS	NEJ
4218-002	Elastiskt skumförband enl 6mx7,5cm (Mitella)	2	16	N	N	OS	NEJ

Produktbladsnr 2803

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2016-04-20 08:13