


KD-JECT® III

KD-JECT® III sterila sprutor med luer för engångsbruk består av tre delar – cylinder, kolv och packning (gummitätning). De är avsedda för antingen injicering av läkemedel i kombination med andra medicintekniska produkter som hypodermiska nålar eller för provtagning av kroppsvätskor.

KD-JECT® III är giftfri, pyrogenfri och har steriliserats med etylenoxid (EO).

Egenskaper

- Mycket tydlig skala
- Silikonbelagd för bästa glidegenskaper
- Stora vingar för enkelt och fast grepp
- Kolvstopp som förhindrar att kolven trycks ut
- Färgkodad dispenserförpackning som kan öppnas på två olika sätt
- Spetsig packning för mindre restvolym
- PVC- och DEHP-fri, latexfri
- Hållbarhet 5 år



| REF | Storlek (ml) | Ext (ml) | Gradering | Placering | Spets | Antal i förpackning |
|---------|--------------|----------|-----------|---------------|-------|---------------------|
| 870648 | 1 | 1 | 0,01 | centrerad LD* | Luer | 100 |
| 875513 | 1 | 1 | 0,01 | centrerad | Luer | 100 |
| 831854 | 2 | 3 | 0,1 | centrerad | Luer | 100 |
| 831861 | 3 | 3 | 0,1 | centrerad | Luer | 100 |
| 831878 | 5 | 6 | 0,2 | centrerad | Luer | 100 |
| 831885 | 10 | 12 | 0,5 | centrerad | Luer | 100 |
| 831885E | 10 | 12 | 0,5 | excentrisk | Luer | 100 |
| 831892 | 20 | 24 | 1 | excentrisk | Luer | 100 |
| 870686 | 30 | 30 | 1 | excentrisk | Luer | 100 |
| 870662 | 50 | 60 | 1 | excentrisk | Luer | 30 |



*LD= Lågdospackning

| Komponent | Material | Förpackningsmaterial: | Sterilisering: | Standarder: |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Cylinder: | Etylen-polypropylen sampolymer (PP) | Medicinskt papper | Etylenoxid (EO) | EN ISO 13485 |
| Kolv: | Polyeten (PE) | Transparent blisterförpackning PE/PA | | ISO 7886-1 |
| Packning: | Syntetiskt gummi (polyisopren) | | | CE 0123 |
| Smörjmedel: | Silikonolja | | | klass II a |