

KD-SPIKE

Överföringskanyl

Egenskaper:

- steril
- hållbarhet: 5 years

Standards:

- EN ISO 13485
- CE 0123
- class Is

Produktbeskrivning:

- engångsbruk, icke toxisk, pyrogen-fri
- avsedd för överföring eller blandning av sterila vätskor i slutna system, för solubilisering av lyofilisater eller suspension av erythrocyter
- kännetecknas av dess låga penetreringskraften, även vid penetrering av tjocka gummioproppar
- steriliserad med ethylene oxide (EO)

Material:

- Överföringskanyl: Acrylonitrile butadiene styrene copolymer (ABS)
- Spike skydd: Polypropylene (PP)

Förpackning:

- Förpackning: 1 styck
- Innerförpackning: 100 stycken
- Ytterförpackning: 1.200 stycken



Överföringskanyl

Standard storlek

Namn	Färg	Artikel nr. [374]
Överföringskanyl	blå	772980