

# KD-JECT® INSULINSPRUTA

**KD-JECT® III** sterila insulinsprutor för engångsbruk består av följande delar – cylinder, kolv, packning (gummitätning) och skyddslock. Produkterna har en integrerad kanyl med skyddslock.

Dessa sprutor är avsedda för injicering av exakta mängder insulin för behandling av diabetes mellitus. De är lätta att hantera så att de – efter lämplig utbildning – kan användas av diabetespatienterna själva.

De är giftfria, pyrogenfria och har steriliserats med etylenoxid.

**KD-JECT® III** är giftfri, pyrogenfri och har steriliserats med etylenoxid.

## Produktbeskrivning

- Avsedd för injicering av exakta mängder insulin
- PVC- och DEHP-fri, latexfri
- Hållbarhet 5 år



REF	Storlek (ml)	Insulinstyrka	Skalgradering (ml)	Nålens storlek x längd (tum)	Nålens utvändiga diameter x längd (mm)	Antal i förpackning
870501	0.3	U100	0,01	30G x 5/16"	0.30 x 8	100
870518	0.5	U100	0,01	29G x 1/2"	0.33 x 12,7	100
870525	0.5	U100	0,01	30G x 5/16"	0.30 x 8	100
870105	1	U100	0,02	30G x 1/2"	0.30 x 12,7	100

Komponent	Material	Förpackningsmaterial:	Sterilisering:	Standarder:
Cylinder:	Etylen-polypropylen sampolymer (PP)	Medicinskt papper	Etylenoxid (EO)	EN ISO 13485
Kolv:	Etylen-polypropylen sampolymer (PP)	Transparent blisterförpackning PE/PA		CE 0123
Kanyl:	Rostfritt stål			klass II a
Skyddslock:	Etylen-polypropylen sampolymer (PP)			
Packning:	Isoprengummi			
Smörjmedel:	Silikonolja			