

## Nonwoven kompresser & tork > Nonwoven tork



Mjuka nonwoventork utan röntgentråd.

**Materialspecifikation:**

67% Viskos, 33% Polyester

**Förpackning osterila:**

Transportförpackning, plastpåse

**Förpackning sterila:**

Transportförpackning, dispenser, peel-pack

**Sterilisering:**

Ånga

**Uppfyller standards:**

MDD93/42/EEC 2007/47/EC, EN ISO 9009:2008, EN ISO 13485-2012, EN ISO 117373:1&2, EN 1644-1, ISO 9073, EN 556-1



Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
440-001	Tork rund nonwoven storl D 30mm Ø 30g	100	2500	N	N	OS	
483-001	Tork rund nonwoven storl D 30mm Ø 5-p 30g	150	4050	N	N	S	
440-002	Tork rund nonwoven storl E 35mm Ø 30g	100	2500	N	N	OS	
483-002	Tork rund nonwoven storl E 35mm Ø 5-p 30g	125	2250	N	N	S	
440-003	Tork rund nonwoven storl F 45mm Ø 30g	100	2500	N	N	OS	
483-003	Tork rund nonwoven storl F 45mm Ø 5-p 30g	100	1800	N	N	S	
483-202	Tork rund nonwoven storl F 50mm Ø 10-p 30g	0	0	N	N	S	
440-004	Tork rund nonwoven storl G 60mm Ø 30g	100	2500	N	N	OS	
483-004	Tork rund nonwoven storl G 60mm Ø 5-p 30g	90	900	N	N	S	
440-005	Tork rund nonwoven storl H 65mm Ø 30g	100	1500	N	N	OS	
483-005	Tork rund nonwoven storl H 65mm Ø 5-p 30g	75	750	N	N	S	
440-006	Tork rund nonwoven storl I 80mm Ø 30g	100	1000	N	N	OS	
440-007	Tork rund nonwoven storl J 90mm Ø 30g	100	1000	N	N	OS	

Produktbladsnr 3202

Senaste versionen finns alltid på [www.codanriplus.se](http://www.codanriplus.se)

Utskriftsdatum 2022-02-09 16:19