

Produktdatablad

Sterilemballage



Packskynte Sterisheet 2, NW 357/366
REF 0956060, 0956075, 0956090, 0956100,
0956120, 0956137, 0956540, 0956560,
0956580

Sida 1 (2)

Version: 30.12.2016, rev 2

Tryckt 30.12.2016

REF	Storlek	Färg																									
0956060	60x60cm	Blå/grön																									
0956075	75x75cm	Blå/grön																									
0956090	90x90cm	Blå/grön																									
0956100	100x100cm	Blå/grön																									
0956120	120x120cm	Blå/grön																									
0956137	137x137cm	Blå/grön																									
0956540	100x140cm	Blå/grön																									
0956560	130x150cm	Blå/grön																									
0956580	150x180cm	Blå/grön																									
[NATURAL LATEX FREE]																											
Råmaterial:	Blå: Cellulosa och syntetiska fibrer NW 57g, alkoholresistent och vattenavvisande. Grön: Cellulosa och syntetiska fibrer NW 66g, alkoholresistent och vattenavvisande																										
REACH regulations:	Produkter som omfattas av detta produktblad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller toxiska substanser inkluderat de särskilt farliga ämnen SVHC) som finns listade på senast tillgängliga version av kandidatförteckningen publicerad av European Chemicals Agency (ECHA).																										
Funktion:	Varvade packskynte för drapering av galler som ska steriliseras i ånga eller Etylenoxid (EO). Passar för stora, tunga galler.																										
Förpackning:	<table border="1"><thead><tr><th>REF</th><th>Storlek</th><th>Tfp st</th></tr></thead><tbody><tr><td>0956060</td><td>60x60cm</td><td>500</td></tr><tr><td>0956075</td><td>75x75cm</td><td>250</td></tr><tr><td>0956090</td><td>90x90cm</td><td>250</td></tr><tr><td>0956100</td><td>100x100cm</td><td>250</td></tr><tr><td>0956120</td><td>120x120cm</td><td>100</td></tr><tr><td>0956137</td><td>137x137cm</td><td>100</td></tr><tr><td>0956540</td><td>100x140cm</td><td>100</td></tr></tbody></table>	REF	Storlek	Tfp st	0956060	60x60cm	500	0956075	75x75cm	250	0956090	90x90cm	250	0956100	100x100cm	250	0956120	120x120cm	100	0956137	137x137cm	100	0956540	100x140cm	100		
REF	Storlek	Tfp st																									
0956060	60x60cm	500																									
0956075	75x75cm	250																									
0956090	90x90cm	250																									
0956100	100x100cm	250																									
0956120	120x120cm	100																									
0956137	137x137cm	100																									
0956540	100x140cm	100																									

Marknadsförs i Sverige av:
OneMed Sverige AB
Adress: Dockplatsen 12

211 19 Malmö

Tele +46 770 11 11 15
www.onemed.com

Packsdynke Sterisheet 2, NW 357/366
REF 0956060, 0956075, 0956090, 0956100,
0956120, 0956137, 0956540, 0956560,
0956580

Sida 2 (2)

Version: 30.12.2016, rev 2

Tryckt 30.12.2016

	0956560	130x150cm	100
	0956580	150x180cm	50
Hållbarhetstid:	5 år från tillverkningsdatum		
Försäljningsenhet:	Transportförpackning		
Innerförpackning:	Plastpåse av PE		
Transportkartong:	ECF (eller TCF) cellulosa		
Packtejp:	PVC-fri		
Överensstämmelse med legala krav:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I		
Kvalitetskrav:	I enlighet med ISO 868-2:2009 och 11607-1:2006 (EN 11737-1, EN ISO 10993-1) Tillverkas i enlighet med ISO 14001:2004.		
Etikettinformation:	I enlighet med EN 980		
Förvaringsrekommendationer:	Rekommenderad förvaring, i rent, torrt utrymme i jämn temperatur mellan 10-40°C. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon. Förvara produkten i originalförpackning. Ska inte förvaras på golvet. Den relativa luftfuktigheten i förvaringsutrymmet ska ligga mellan 30-60%.		
Avfallshantering:	Deponi eller förbränning enligt lokala instruktioner		
Risk vid återanvändning:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en risk för patienten.		