

Produktdatablad

Sterilemballage


Packskynte ArjoRad, 347SMS
REF 0137090, 0137100, 0137115,
0137120, 0137137, 0137140, 0137560

Sida 1 (2)

Version: 16.5.2016, rev 3

Tryckt 16.8.2016

REF	Storlek	Färg
0137090	90x90cm	Blå
0137100	100x100cm	Blå
0137115	115x115cm	Blå
0137120	120x120cm	Blå
0137137	137x137cm	Blå
0137140	140x140cm	Blå
0137560	130x150cm	Blå



ARJORad™
by STERISHEET

[NATURAL LATEX FREE]

Råmaterial:	Blå: Polypropylen SMS 47g																																
REACH regulations:	Produkter som omfattas av detta produktblad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller toxiska substanser inkluderat de särskilt farliga ämnen SVHC) som finns listade på senast tillgängliga version av kandidatförteckningen publicerad av European Chemicals Agency (ECHA).																																
Funktion:	Enskilt packade packskynte för drapering av galler som ska steriliseras i plasma, ånga, EO och gamma. Passar för små, medelstora och stora galler.																																
Förpackning:	<table border="1"><thead><tr><th>REF</th><th>Storlek</th><th>Afp</th><th>Tfp</th></tr></thead><tbody><tr><td>0137090</td><td>90x90cm</td><td>150</td><td>150</td></tr><tr><td>0137100</td><td>100x100cm</td><td>150</td><td>150</td></tr><tr><td>0137115</td><td>115x115cm</td><td>75</td><td>75</td></tr><tr><td>0137120</td><td>120x120cm</td><td>75</td><td>75</td></tr><tr><td>0137137</td><td>137x137cm</td><td>75</td><td>75</td></tr><tr><td>0137140</td><td>140x140cm</td><td>75</td><td>75</td></tr><tr><td>0137560</td><td>130x150cm</td><td>75</td><td>75</td></tr></tbody></table>	REF	Storlek	Afp	Tfp	0137090	90x90cm	150	150	0137100	100x100cm	150	150	0137115	115x115cm	75	75	0137120	120x120cm	75	75	0137137	137x137cm	75	75	0137140	140x140cm	75	75	0137560	130x150cm	75	75
REF	Storlek	Afp	Tfp																														
0137090	90x90cm	150	150																														
0137100	100x100cm	150	150																														
0137115	115x115cm	75	75																														
0137120	120x120cm	75	75																														
0137137	137x137cm	75	75																														
0137140	140x140cm	75	75																														
0137560	130x150cm	75	75																														
Hållbarhetstid:	5 år från tillverkningsdatum																																
Försäljningsenhet:	Transportförpackning																																
Innerförpackning:	Plastpåse av PE																																

Produktdatablad

Sterilemballage



Packskynte ArjoRad, 347SMS
REF 0137090, 0137100, 0137115,
0137120, 0137137, 0137140, 0137560

Sida 2 (2)

Version: 16.5.2016, rev 3

Tryckt 16.8.2016

Transportkartong:	ECF (eller TCF) cellulosa
Förpackningstejp:	PVC-fri
Överensstämmelse med legala krav:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I
Kvalitetskrav:	I enlighet med ISO 868-2:2009 och 11607-1:2006 (EN 11737-1, EN ISO 10993-1) Tillverkas i enlighet med ISO 14001:2004.
Etikettinformation:	I enlighet med EN 980
Förvaringsrekommendationer:	Rekommenderad förvaring, i rent, torrt utrymme i jämn temperatur mellan 10-40°C. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon. Förvara produkten i originalförpackning. Ska inte förvaras på golvet. Den relativa luftfuktigheten i förvaringsutrymmet ska ligga mellan 30-60%.
Avfallshantering:	Deponi eller förbränning enligt lokala instruktioner
Risk vid återanvändning:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en risk för patienten.

Marknadsförs i Sverige av:
OneMed Sverige AB
Adress: Dockplatsen 12

211 19 Malmö

Tele +46 770 11 11 15
www.onemed.com

The ONEMED logo consists of the word 'ONE' in a dark blue, serif font, followed by 'MED' in a green, serif font. The letters are bold and have a slight shadow effect.