


Product Data Sheet

Pipettspets Biohit

REF 10674973

Tryckt: 9.9.2013

REF	Storlek	
10674973	5000 µL	
Material:		
Egenskaper:		Produktegenskaper Volym: 5000 µL Förpackning: Rack Kvantitet: 50 Sterilitet: Icke sterila Certifikation: RNase, DNase, endotoxin-free Tillverkare: Sartorius Mechatronics
Steril produkt:	Nej	
Hållbarhetstid:		
MBA/st:	50	
Avdelningsförpackning/st:	50	
Transportlåda/st:		