

Product Data Sheet

Pipettspets Biohit

REF 10443802

Tryckt: 9.9.2013

REF	Storlek	
10443802	1000 µL 10x96st refill	
Material:		
REACH föreskrifter:		
Egenskaper:		Produktegenskaper Volym: 10 - 1000 µL Förpackning: Refill Kvantitet: 960 Sterilitet: Icke sterila Certifikation: RNase, DNase, endotoxin-free Tillverkare: Sartorius Mechatronics
Steril produkt:		Nej
Hållbarhetstid:		
MBA/st:		960
Avdelningsförpackning/st:		960
Transportlåda/st:		