

## airQ<sup>®</sup> Blocker larynxmask med esofaguskanal



### Produktinformation

- Avtagbar adapter vilket möjliggör intubation med standard ET-tuber i ordinarie storlekar
- Extra ventilationshål i händelse av ocklusion i den stora utgången, minskar risken för vakuum
- Anatomiskt anpassad form på utgången från larynxmasken styr ET-tuben i rak riktning
- Enpatientmodell

### Produktinformation

- Klacken i utgången lyfter tuben i riktning mot trachealingången
- Formen på masken är unik med en återfjädrande struktur, vilket minskar risken att larynxmasken viker sig vid nedförandet
- Formen på tippet gör att den trycker sig ner vid inspiration samt när kuffen expanderar och minskar därmed risken för regurgitation

### Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Storlek	Förp
10-5025	airQ <sup>®</sup> Blocker larynxmask, vikt 30-50 kg	2,5	10 st/pkt
10-5035	airQ <sup>®</sup> Blocker larynxmask, vikt 50-70 kg	3,5	10 st/pkt
10-5045	airQ <sup>®</sup> Blocker larynxmask, vikt 70-100 kg	4,5	10 st/pkt