



INJEKTIONSTORK

MEDIPLAST® kan erbjuda Er injektionstork i två olika utföranden. Spartork är en injektionstork tillverkad av oblekt cellstoff. Vi erbjuder även en injektionstork som består av nonwovenmaterial. Denna är styckförpackad och innehåller 70% IPA.

Artikelnr	Benämning	Antal/frp	Antal/trp.frp
60615003	Spartork 4 x 5,5 cm	250	18000
60615004	Injektionstork 3 x 6 cm, 70% IPA.	200	10000

Avd.fp = min.kvant/best