

Proxident Munfuktgel utan smak



Proxident Munfuktgel, utan smak lindrar mycket torra och känsliga munnar och ger en hal och skön känsla i munnen.

Den har en smart förpackning med pump som gör den enkelt och hygieniskt att applicera.

Benämning

Proxident Munfuktgel utan smak

Artikelnummer

2100

EAN-kod

7392380021007

Beskrivning

Proxident Munfuktgel utan smak är en mycket mild och skonsam produkt. Den lindrar mycket torra och känsliga munnar samt ger en hal, fräsch och skön känsla i munnen.

Ingredienser

Aqua purificata, glycerin, xylitol, naturbetain, karrageenan, metylparaben.

Innehåll

En flaska innehåller 50 ml.

Registrering

Proxident Munfuktgel utan smak är registrerad som en medicinteknisk produkt klass1 och är CE märkt.

Förpackning

Plastflaska av PE med en pump av PP.

Proxident

Box 470 SE-791 16 Falun, Sweden office phone +46 23 79 22 22 fax +46 23 79 22 01 info@proxident.se www.proxident.se VAT no 556867-5564

