

3M™ Stockinette gipsstrumpa

Stockinette gipsstrumpan av syntetmaterial används som underlag för alla vanliga gipsningar och är lämplig att användas med allt slags gips.

Funktioner & fördelar

- Är en hjälp att minska vätskeansamling
- God patientkomfort
- Formbar för enkel användning
- Finns i olika bredder
- Kan klippas till önskad längd

Material & Mått

- 100% polyester

23 meter på rulle i kartong.

Art.nr	Bredd (osträckt)
MS01	2,5 cm
MS02	5,0 cm
MS03	7,5 cm
MS04	10 cm

