

Tensoplast®

TENSOPLAST® SPORT

ELASTISKT HÄFTANDE BANDAGE



ELASTISKT HÄFTANDE BANDAGE

Detta bandage är gjort av bomullsfibrer och har en hög elasticitet vilket ger förbandet stor möjlighet att följa kroppens konturer. Häftan är applicerad i längdsgående strängar, vilket ger huden möjlighet att andas.

Fördelar

- Stark vidhäftningsförmåga gör att förbandet kan utsättas för hög belastning och att det stannar på plats vid lång applicering
- Hög elasticitet gör bandaget bekvämt vid användande i t.ex. svåra kropps-konturer och rörliga leder
- Överlägsen styrka, hög elasticitet och spänst tillåter kontrollerat stöd
- Luftgenomsläpplig – hjälper att undvika hudskador
- Latexfri - minimerar risken för allergiska reaktioner

Indikationer

- Bandagering vid sportskadeterapi (förebygga och förhindra skador)
- Starkt stöd för leder, ligament och muskler
- Kompressionsbandage för venös behandling
- Fixering av skenor

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Tensoplast® Sport				
Art nr.	Färg	Storlek (osträckt/sträckt)	Antal/fp	Antal/trp
71548-00000	Vit	3 cm x 2,5 m / 3,75 m	1	60
71549-00000	Vit	6 cm x 2,5 m / 3,75 m	1	80
71559-00000	Vit	8 cm x 2,5 m / 3,75 m	1	80
71551-00000	Vit	10 cm x 2,5 m / 3,75 m	1	80
71552-00000	Vit	15 cm x 2,5 m / 3,75 m	1	40

