

SWERECO



**BELMONT
MEDICAL
TECHNOLOGIES**

Saving Lives. Together.

PATIENT TEMPERATURE MANAGEMENT

CRITICOOL®

Safe, Precise, and Effective

CRITICOOL™ ANVÄNDS IDAG INOM
FÖLJANDE TERAPIER/OMRÅDEN

- Cardiac arrest, intensiv
- Asfyxi, neonatalintensiv
- TBI patienter med mild hypotermi
- Operation
- Sepsis



CritiCool™ kan även behandla patienter som är hypoterma och/eller när patienter har svårt att hålla sin normotemperatur.

Exempel på patientgrupper är brännskadade och under stora operationer.

CritiCool passar för både vuxna och barn.

Orderinformation

Art. nr.	Beskrivning	Förp.
Criticool	CritiCool™	1 st
200-00147	Slang till CureWrap™, 2-by-3	1 st
200-00109	Slang till ThermoWrap™, 2-by-2	1 st
014-00028	Kärnadapter (för engångssensorer)	1 st
014-00129	Hudadapter (engångssensor 014-00321)	1 st
014-00322	Kärntemperatursensor, Engångs	20 st
014-00321	Hudtemperatursensor, Engångs	20 st
014-00020	Kärntemperatursensor, Vuxen, Flergångs	1 st
014-00021	Hudsensor, Flergångs	1 st
014-00005	Kärntemperatursensor, Barn, Flergångs	1 st
3500	Cure Wrap, Vuxen, en storlek	8 st
3518	Cure Wrap, Infant < 4 kg	8 st
3521	Cure Wrap, Infant 4-7 kg	8 st
SM008	Small 4 st. < 4 kg + 4 st. 4-7 kg	8 st
MD008	Medium 4 st. 7-11 kg + 4 st. 79-91 cm	8 st
LD008	Large 4 st. 91-104 cm + 4 st. 104-122 cm	8 st
XL008	X-large 4 st. 122-135 cm + 4 st. > 135 cm	8 st
3131	Universal ThermoWrap™ 79-91 cm	12 st
3136	Universal ThermoWrap™ 91-104 cm	12 st
3141	Universal ThermoWrap™ 104-122 cm	12 st
3148	Universal ThermoWrap™ 122-135 cm	12 st
3153	Universal ThermoWrap™ 135-152 cm	12 st
3160	Universal ThermoWrap™ 152-168 cm	12 st
3166	Universal ThermoWrap™ 168-180 cm	12 st
3363	ThermoWrap™, en storlek passar både operation och intensivvård	12 st

Curewrap täcker 85% av patientens hud.

