

Ledare, trakealtub

- * Tillverkad med en formbar aluminiumkärna som möjliggör formanpassning för olika behov.
- * Autraumatisk tipp
- * Överdragen med smidig polyetylen som underlättar applisering och urtagning ur tuben.
- * Latexfri
- * Etylenoxidsteriliserad
- * Engångs

100/120/

PORTEX



100/123/515

PORTEX



Ledare, trakealtub, Coudétipp

- * Engångs ledare med aluminiumkärna
- * Ledare av typen bougie vid svår luftvägsintubation med böjd autraumatisk tipp för att identifiera trakealringarna utan att skada patienten
- * Polyetylenhölje som underlättar nedförande och tillbakadragande av ledare i tuben
- * Ledaren har ett visst minne som är traditionellt förknippat med den här typen av bougie
- * Ledaren har tydliga graderingar för enklare identifiering av anatomiska riktmärken.
- * Engångs

Benämning	Vårt Art nr	Enhet	Avdfp
Ledare, trakealtub, Coude 15 Ch. längd 700 mm, böjd tip, PVC	100/123/515	st	10
Ledare, trakealtub 2,2 mm, längd 225 mm rek. för tub ID 2.5 - 4.5	100/120/100	st	10
Ledare, trakealtub 4,2 mm, längd 335 mm rek. för tub ID 5.0 - 8.0	100/120/200	st	10
Ledare, trakealtub 5,0 mm, längd 365 mm rek. för tub ID 8.5 - 11.0	100/120/300	st	10
Ledare, trakealtub 4.0 mm, längd 673 mm rek. för tub ID 5.0 - 8.0	100/121/200	st	10
Ledare, trakealtub 5.0 mm, längd 693 mm rek. för tub ID 8.5 - 11.0	100/121/300	st	10
Ledare, trakealtub, rak 5 Ch. längd 500 mm, PVC	100/125/005	st	10
Ledare, trakealtub 10 Ch för tub 4,0-6,0 PVC	100/125/010	st	10

RTEX™



RTEX™



Trpfp

10

10

10

10

10

10

10

10