

Produktbeskrivning



705000 Instrument Tray Spri I 450x340x70

Instrumentgaller avsedd att användas vid rengöring och sterilisering av olika kirurgiska instrument och verktyg.

Gallret fungerar som bärare/hållare av instrument och verktyg under interna transporter och under rengöring/sterilisering i olika disk-desinfektorer och autoklaver.

Produkten är en Medicinteknisk produkt av riskklass I (MDR EU 2017/74)

UDI-DI: 735012544001

Material: Stainless Steel EN 1.4301



Tillverkare:

Harry Holms AB

Rörläggarevägen 7
684 30 Munkfors
Tel: +46 500 500 55