



Produktbeskrivning

705200 Lid for Instrument Tray SPRI I

Locket avsedd att bli. Användas vid rengöring och sterilisering av olika kirurgiska instrument och verktyg.

Locket fungerar som tillförslutning av galler till instrument och verktyg under interna transporter och under rengöring/sterilisering i olika diskdesinfektorer och autoklaver.

Produkten är en Medicinteknisk produkt av riskklass I (MDR EU 2017/74)

UDI-DI: 735012544004

Material: Stainless Steel EN 1.4301

Mått: 450x340 mm

Max last: 8KG

Hantera produkten varsamt så att den inte utsätts för stötar eller slag.



Tillverkare:

Harry Holms AB

Rörläggarevägen 7

684 30 Munkfors

Telefon: +46 563 533 55

info@harryholms.se

www.harryholms.se